

肩・腰・肘、膝の痛みに 

ほっとパック

ほかぬく

一般医療機器 温熱パック(単品) / 専用サポーター付き

芯からほぐれる
蒸気の温もり



POINT
01 レンジで簡単



水や面倒な準備は一切不要。使いたい時にすぐ準備でき、繰り返し何度も使えるので経済的。

POINT
02 空気ので「3D密着」



ポンプで圧を調節し、体にピタッと密着。ズレにくい設計で、家事や仕事をしながらのケアも快適。

POINT
03 モイスチャー
感覚



蒸気のようなうるおいで乾燥を防ぎながら深部までポカポカ。

商品一覧

製品\対応部位	肩	腰	肘/膝	両肩
一般医療機器 温熱パック (単品)	LM-807HPM 	LM-808HPM 	LM-804/5HPM 	LM-809HPM 
温熱パック サポーター付 (ハンドポンプ付) <small>[最大サポート周囲長]</small>	LM-807HPM-S  脇：約127cm 腕：(上)約52cm (下)約42cm	LM-808HPM-S  約117cm	LM-804/5HPM-S  肘/膝：(上)約46cm (下)約44cm	本製品は単品のみの取り扱いです

※掲載写真は、実際の商品のサイズ比率を正確に再現したものではありません。

かんたん使い方ガイド



※単品は手順1のみ/サポーター付は全共通(図は一例)

材質表示		
品名	部位	材質
医療用温熱パック (一般医療機器)	加熱媒体	ゼオライト/カオリン粘土
	外装カバー	綿・ポリエステル
サポーター	本体	綿・ナイロン
	ベルト	ナイロン
	ハンドポンプ	合成ゴム
	チューブ	シリコーン
	コック	ポリエチレン

- 保管方法** : 高温多湿な場所を避け、室内で保管して下さい。
- お手入れ方法** : 汚れた際は中性洗剤等を浸した布で拭き、よく乾かして下さい。

よくあるご質問

- Q 本品は医療機器ですか？**
 A: はい、本品は「一般医療機器」です。安全にご使用いただくため、必ず医師の指示・指導のもと、ご自身に合った適切な設定で正しくご使用ください。
- Q どのくらい温かさが続きますか？**
 A: 環境温度により持続時間は異なりますが、38～40℃前後の温かさは、パック単体で約15分、サポーターを併用した場合で約30分ほど持続します。
- Q 電子レンジ以外の加熱方法はありますか？**
 A: いいえ、本品は電子レンジ専用です。必ず電子レンジを使用して加熱してください。他の加熱方法(オーブンや直火等)での加熱は製品の破損や火災の恐れがあるため絶対におやめください。
- Q 素肌に直接あてても大丈夫ですか？**
 A: いいえ、低温やけどを防ぐため、必ず衣服の上からご使用ください。
- Q 保証規定について教えてください。**
 A: 保証は受取後10日以内の初期不良のみ対応。同等品交換を上限とし、製品開封後の返品は不可です。

製造国 : LUMARK ENTERPRISES INC.(台湾)
 製造販売業者 : 株式会社トライアンドイー
 〒651-1505
 兵庫県神戸市北区道場町日下部1716

商品ページ



販売元